



Синтетичний тетрапептид (пептидний біорегулятор епіфіза)

EPITALON

Epitalon (Epithalon)

✓ Незалежні лаб-тести Janoshik

✓ COA до кожної партії

✓ Оплата USDT / BTC

✓ MADE IN UKRAINE

СИНТЕТИЧНИЙ ТЕТРАПЕПТИД (ПЕПТИДНИЙ БІОРЕГУЛЯТОР ЕПІФІЗА)

EPITALON

Epitalon (Epithalon)

Синтетичний тетрапептид Ala-Glu-Asp-Gly — короткий пептидний біорегулятор епіфіза (пептид Хавінсона): клас, механізм дії та напрями досліджень у біології старіння.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Форма	Ліофілізований порошок (для відновлення розчином)
Фасування	10 mg / 50 mg
CAS	307297-39-8
Молярна маса	390,35 г/моль ($C_{14}H_{22}N_4O_9$)
Клас	Синтетичний тетрапептид (пептидний біорегулятор епіфіза)

РОЗВЕДЕННЯ

Додайте бактеріостатичну воду для ін'єкцій (обсяг залежить від фасування). Обережно покрутіть флакон (не трясіть) до повного розчинення. Повний калькулятор і покроковий гайд — на longeva.bio.

COA до партії · перевірка автентичності

Кожна партія супроводжується сертифікатом аналізу (HPLC). Скануйте QR, щоб відкрити повний опис і джерела онлайн.

longeva.bio/ua/wiki/epitalon



СКАНУВАТИ

Чому нам довіряють



Незалежне тестування Janoshik

Кожна партія проходить незалежний аналіз у лабораторії Janoshik Analytical: HPLC на чистоту та MS на ідентичність — не наша власна заява, а сторонній звіт.



COA до кожної партії

Сертифікат аналізу з чистотою й ідентичністю прив'язаний до конкретного лота. Це документ, а не маркетинговий відсоток на банері.



Автентичність за QR

QR на етикетці веде на публічну сторінку verify з COA конкретної партії. Зв'яжіть лот онлайн ще до початку роботи з реагентом.



Прозорі специфікації

CAS, молярна маса, форма та чистота вказані відкрито. Дослідницький реагент (RUO) — без клінічних обіцянок і «чудодійних» формулювань.

Повний опис і джерела — онлайн

QR веде на сторінку монографії на сайті: повний огляд, специфікації та перелік джерел. Жодних облікових записів — лише відкрита сторінка.

longeva.bio/ua/wiki/epitalon



ОПЛАТА · ДОСТАВКА · ПОХОДЖЕННЯ

USDT / BTC

Швидка доставка

MADE IN UKRAINE



Джерела

Повний огляд літератури та перелік джерел — на сторінці вікі на сайті.

1. Overview of Epitalon—Highly Bioactive Pineal Tetrapeptide with Promising Properties
Araj SK, Brzezick J, Mądra-Gackowska K, Szeleszczuk Ł · International Journal of Molecular Sciences · 2025
[doi:10.3390/ijms26062691](https://doi.org/10.3390/ijms26062691)
2. Epithalon peptide induces telomerase activity and telomere elongation in human somatic cells
Khavinson VKh, Bondarev IE, Butyugov AA · Bulletin of Experimental Biology and Medicine · 2003
[doi:10.1023/A:1025493705728](https://doi.org/10.1023/A:1025493705728)
3. Epithalon decelerates aging and suppresses development of breast adenocarcinomas in transgenic her-2/neu mice
Anisimov VN, Khavinson VKh, Provinciali M, et al. · Bulletin of Experimental Biology and Medicine · 2002
[doi:10.1023/A:1021104819170](https://doi.org/10.1023/A:1021104819170)
4. Effect of Epitalon on biomarkers of aging, life span and spontaneous tumor incidence in female Swiss-derived SHR mice
Anisimov VN, Khavinson VKh, Alimova IN, et al. · Biogerontology · 2003
[doi:10.1023/A:1025114230714](https://doi.org/10.1023/A:1025114230714)

[Переглянути на вікі >](#)

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

Як підтверджується чистота?

ВЕРХ на кожну партію + незалежний СОА.

Який розчинник використовувати?

Бактеріостатична вода для лабораторного розведення.

Це для застосування людиною?

Ні — лише для дослідницьких і лабораторних цілей.